



班级:113

座號:03

姓名:

### 實驗一 顯微測量技術

實驗 1-2 顯微測量技術 組別:3 班級:113 座號: 3 姓名:
一、目的:利用顯微測量器測得顯微鏡下所觀察實物大小。
二、器材及材料:
顯微鏡、目鏡測微器、載物臺測微器(物鏡測微器)
三、步骤與紀錄:
<ol> <li>轉動一下裝有目鏡測微器的目鏡,判斷一下刻度會跟著轉動的是哪一個測微器?</li> <li>□載物臺(物鏡)測微器</li> </ol>
<ol> <li>檢視<u>目鏡測微器</u>的刻度,在不同的放大倍率下,刻度大小看起來是否有改變?</li> <li>□有改變</li> <li>□沒有改變</li> </ol>
3. 檢視 <u>載物臺(物鏡)測微器</u> 的刻度,在不同的放大倍率下,刻度大小看起來是否有改變? ☑有改變 □沒有改變
4. 檢視載物臺測微器的刻度。(1 mm 畫成 100 小格) Q:單位換算:計算 1mm ÷ 100=ο_ο_) mm=1ο μm
5. 紀錄:在不同放大倍率下,目鏡測微器與載物臺測微器重疊的刻度,並計算出目鏡測微器在不同放大倍率下,每一格刻度所代表的實際長度。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 目鏡測微器刻度
物競測微器刻度
四、紀錄
<ol> <li>畫出(或拍照)顯微鏡下且鏡測微器與載物台(物鏡)測微器重疊畫面,並標示出第一對齊與第二對齊線</li> </ol>

100X

400X

2. 紀錄第一對齊與第二對齊線之間,且鏡測微器的格數與載物台(物鏡)測微器的格


放大 倍率	目鏡測微器的格數	載物臺測微器格數	格刻度所代表的實際長度 目鏡測微器每一格刻度所代表的實際長度*1
範例圖	20(格)	5(格)	10μm × 5/20 = 2.5 μm/格(目鏡)
40 X	10	22	10x 2x 10=22
100X	~)	18	102187 7=60
400X	2)	5	10×5 +21 = 50

\*1: 10µm × 載物臺測微器之格數/目鏡測微器之格數 = 目鏡每一小格的大小(µm)

五、結果: 九米戶. 1. 畫出(或拍照)顯微鏡下<u>指定樣品</u>在不同放大倍率下所占目鏡測微器的格數







40X

100X

400X

2. 紀錄在不同放大倍率下所占目鏡測微哭的枚點

樣品名稱	放大倍率	目鏡測微器的格數	計算樣品直徑長度(μm)
花*炉 (指定)	40X	4.	22×4 = 88
花粉	100X	10	10× 60 = 600 = 855

花粉.

400 X

34. 34 = 31

# 40%


## 實驗一 顕微測量技術


不同倍率下物鏡測微器與目鏡測微器之重疊線

100X

400X











# 實驗一 顯微測量技術


不同放大倍率下花粉粒所佔的目鏡測微器格數







#### 400X



# 實驗二 DNA粗萃取 實驗步驟

步驟一 加入洗碗精至香蕉泥 當中攪拌十分鐘



步驟三過濾果汁取濾液








## 實驗二 DNA粗萃取 實驗記錄

113	3	住宣如	
-----	---	-----	--

浅碗精會讓汁液充滿泡泡 食鹽水及鳳梨汁加入後外觀與原本相差不多

2. 請描述加入冰酒精後的遞液產生了何種變化? 溶液分成兩層,下層 赤果汁液,上層 高季明的 > 水

i. 請繪出並描述本活動最後萃取出的 DNA 外觀



有一點一點成覺像泡泡的 圆圈被冰棉暖烧在一起

(	問	題	與	討	論	)
---	---	---	---	---	---	---

· 本活動中· 加入洗碗精的目的為何? 溶解由磷脂質、組成的、細胞膜及核膜

2 本活動中,加入 5M 食鹽水 (NaCI)的目的為何? 好染色質當中的蛋白質與PNA的線繞點開


語·流清為太快倒入, 管章源水高中时令子望朝

3. 本活動中,加入鳳梨汁的目的為何?

利用鳳梨汁當中的展日酶分解蛋白質以施化DNA

# 實驗二 2004組萃取 實驗記錄

的酒精溶	解度降人	A		
		<u> </u>		
	3 81 572	am cross) 20	Ba MP / Brid	
1 38 St. 18	FINA 64			5 68
中,冰洒精需沿 <b>落</b>	喜試管 ( 燒杯 )	壁緩慢倒入濾液	目不可攪拌及移動	加試管(燒
与什麻?				
		隆擊濾液	富中的分子	一等致
复埃冰酒	混合			
Acres Halla Co		TO N. A. &		<b>加州市</b> 市
来自从水源	1月1月1日	自作自作品	11 8 9 7	14
7	中,冰酒精需沿著 為什麼? <b>无油料</b> 太。	中·冰酒精需沿著試管(燒杯) 為什麼? 克酒精本法例分, 夜埃冰鴻混合	中,冰酒精需沿著試管(燒杯)壁緩慢倒入濾液的 為什麼? 免酒精太快例入,整擊流液 夜埃冰酒混合	克酒精太快倒入, 撞擊濾液當中的分子 夜埃冰酒混合





#### 實驗心得

#### 實驗一 心得

透過觀察花粉我學到了如何操作 顕微鏡及利用目鏡測微器及物鏡測微 器來測量花粉粒的大小,除此之外, 我也學到了顯微鏡各個部位的功用, 包括光圈(調整亮度)、粗調節輪、細 調節輪、目鏡、物鏡…等。

再者,透過測量花粉粒大小,我學習到了用物鏡測微器先測量目鏡測 微器在不同倍率時的大小後在計算花 粉粒的大小。

同時,透過顯微鏡觀察花粉粒也增加了我對生物這門課的興趣,因為 可以觀察到各式各樣的生物,就算是 微生物也可以透過顯微鏡觀察到。

#### 實驗二 心得

透過這個實驗我學習到了如何利用Nacl、鳳梨汁及洗碗精當中的化學特性來萃取DNA,像是洗碗精是界面活性劑可以破壞細胞膜及核膜,鳳梨汁內含的酵素更是可以分解染色質當中的蛋白質,使其與DNA分離。

這次的實驗觀察到了從前只能在 書上看到的神祕DNA,真的很有趣, 雖然還沒有辦法在顯微鏡下直接看 到內部的構造,但對我來說還是很 酷。